

Instructions pour les mesures

Le Push AFO est disponible en trois tailles, pour pied droit et gauche. Pour déterminer la taille qui convient, relevez le pied selon un angle de 90 degrés par rapport au tibia. Mesurez ensuite le tour de talon et le cou-de-pied (comme indiqué sur l’illustration). Référez-vous au tableau de conversion pour connaître la taille. Par mesure de sécurité, vérifiez également si la taille mesurée correspond à la pointure de l’utilisateur.



Réalisation sur mesure
Un professionnel de la santé doit ajuster certains points du Push AFO.

La semelle
La semelle doit être ajustée pour se terminer entre la tête des métatarsiens et les orteils. La semelle softshell doit également être adaptée sur mesure. Attention : cette dernière doit être un peu plus longue que la semelle rigide, afin que les bords soient bien rembourrés.

La fermeture antérieure
Pour adapter la fermeture antérieure à vos besoins, il faut retirer l’extrémité amovible. Ensuite, coupez la bande à la bonne longueur à l’aide d’une paire de ciseaux, puis replacez l’extrémité.

Réglages personnels
Pour éviter que les utilisateurs souffrant de perte sensorielle n’attachent trop fermement les bandes, les indicateurs de réglage inclus doivent être placés sur l’attache velcro à l’arrière et sur les deux côtés de l’orthèse. Ainsi, vous retrouvez facilement vos réglages personnels, jour après jour.



Orthèse plantaire Push[®] ortho AFO

Une aide efficace pour
remarcher en toute sécurité.

Orthèse plantaire Push ortho AFO

- Stabilité médiolatérale
- Soutien dynamique adéquat
- Démarche optimisée
- Confort optimal



Push for
freedom

push.eu

9092 - 08/24



La fonction du Push AFO

Le bandage Push AFO offre un excellent soutien au pied lors de la marche. Grâce à la conception innovante du bandage, vous retrouvez une démarche naturelle, et pouvez à nouveau vous déplacer en toute sécurité.

Le Push AFO est une orthèse plantaire qui combine plusieurs fonctions : soulever le pied durant la phase oscillante, limiter la flexion plantaire après la phase de réception, et relâcher les muscles lors du déroulement du pied. En outre, il garantit une stabilité latérale de la cheville.

Les bandes élastiques du Push AFO sont réglables. Ainsi, l'utilisateur peut adapter à ses besoins spécifiques le soulèvement dynamique du pied durant la phase oscillante. Lors de la phase de réception, les bandes élastiques garantissent le ralentissement nécessaire au bon contrôle de la flexion plantaire. Durant la phase d'appui, la cheville est libre d'effectuer des mouvements de flexion et d'extension, alors que lors du déroulement de l'avant-pied, la fonction (résiduelle) du muscle soléaire est sollicitée. On obtient ainsi une démarche naturelle et efficace.

D'habitude, la chaussure veille au bon maintien de l'orthèse autour du pied, mais le Push AFO est doté d'un système de bandes d'attache. Grâce à ce concept innovant, vous pouvez porter ce bandage avec des chaussures légères, comme des pantoufles.



- 1 **Softshell**
Confortable et bonne répartition de la pression.
- 2 **Structure légère faite de matériaux composites**
Base pour le softshell et les bandes fonctionnelles. Garantit la stabilité latérale de la cheville.
- 3 **Bandes élastiques**
Garantit un contrôle dynamique de la flexion plantaire après la phase de réception, et une position neutre du pied durant la phase oscillante.
- 4 **Système de bandes non élastiques**
Maintient le pied dans l'orthèse et limite les mouvements d'inversion et d'éversion.
- 5 **Semelle flexible**
Déroulement naturel de l'avant-pied.

Avantages dans diverses situations d'utilisation.



Attaque du talon
Attaque du talon en toute sécurité en cas de position neutre du pied.



Phase d'amortissement
Flexion plantaire sous contrôle grâce aux bandes élastiques.



Phase d'appui
Position stable grâce au bandage bilatéral. Flexion dorsale possible, permettant une démarche efficace.



Décollage de l'hallux
Déroulement de l'avant-pied grâce à la semelle flexible.



Phase oscillante
Flexion dorsale dynamique grâce aux bandes élastiques.

Le concept innovant et l'association unique de fonctions du Push AFO offrent des avantages dans diverses situations, comme marcher sur un terrain accidenté, se lever d'une chaise, monter les escaliers et gravir des pentes. Tout l'intérêt réside dans la fluidité des mouvements, le confort, et la sensation de sécurité.

Le Push AFO est également adapté comme attelle de nuit pour éviter les crampes ou relever le pied. Dans ce cas, nous vous conseillons de ne pas serrer trop fort le système de bandes non élastiques, et de ne pas croiser les bandes élastiques, mais plutôt de les laisser le long de la jambe.



Indications

- Diminution du contrôle des muscles fléchisseurs du pied durant les phases oscillante et d'amortissement, avec éventuellement une instabilité au niveau de la cheville.
- Affections où l'on note des troubles des muscles fléchisseurs du pied: AVC, hernie, sclérose en plaques, syndrome post-poliomyélite, dystrophie musculaire, lésion de la moelle épinière.

Contre-indications

- Trouble ou manque de contrôle au niveau des muscles du mollet, spasticité moyenne à sévère, degré extrême du pied équin, déformations du pied.

Modèle:	Circonférence:	Taille:
	gauche et droit 27-31 cm (pointure 36-41)	1
	31-34 cm (pointure 39-44)	2
	34-40 cm (pointure 42-47)	3