

PUSH MED KNEE BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new knee brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med knee brace increases knee stability and helps to control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med knee brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push-brace.com.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med knee brace offers a high level of support and protection to the knee joint.

The knee joint is supported in the medio-lateral direction by means of a mechanical construction consisting of leaf spring joints and non-elastic connections. This does not obstruct flexion or extension of the knee. The stiffer hinges follow the natural pivoting point of the knee.

The silicone application stimulates the proprioception of the knee joint, to adequately anticipate any imminent trauma.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the knee. A proper anatomic fit and the material and the silicone application contribute to the brace remaining in place during walking. Its small volume enables the brace to be worn underneath clothing without being noticed.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med knee brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Arthrosis with hydrops
- Rheumatoid arthritis with synovitis
- Functional instability after collateral ligament trauma
- Residual instability after collateral ligament trauma
- Late follow-up treatment after ligament surgery

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.


Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The knee brace is available in 5 sizes. Place the thigh at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the narrowest part below the knee joint. The table on the packaging shows the correct brace size for your knee.

- Slide the brace over the knee joint. To do this, hold the brace by the plastic stiffeners and pull it up the leg. Ensure that all the bands are loose. Ensure that the ring fits round the patella properly.
- Close the bands at the back and front of the thigh. The variation in the length allows you to position the stiffeners so that the brace fits snugly and works perfectly.
- Then close the overlapping bands around the leg.

WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the Velcro to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to refer the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- This brace contains rigid elements. If you are in doubt about its suitability in your sport, please contact your governing body.

Push® is a registered trademark of NEA International bv.

P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Netherlands
www.push-brace.com

PUSH MED KNEEBANDAGE

Einleitung

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Kniebandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Kniebandage gewährleistet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung – Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und hohe Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenen Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push-brace.com.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Kniebandage bietet hohe Unterstützung und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knieverletzungen.

Das Kniegelenk wird in – medio-lateral-erichtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blattfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Knies. Die Versteifungsgelenke folgen dem natürlichen Schwenkpunkt des Knies.

Der Silikonensatz stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einem drohenden Trauma vorzubeugen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knies herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikonensatz tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund Ihres kleinen Umfangs kann die Bandage unbenmerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material hergestellt. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Kniebandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Hydrops
- Rheumatoide Arthritis mit Gelenkentzündung
- Instabilität nach Verletzungen der Kollateralländer
- Postoperativ nach Bandrupturen

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.


Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel zum Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der engsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagergröße für Ihr Knie.

- Streifen Sie die Kniebandage über Ihr Kniegelenk. Ziehen Sie dazu die Kniebandage an den Plastikbändern über das Knie. Achten Sie darauf, dass alle Bänder lose sind. Vergewissern Sie sich, dass der Ring rund um die Kniescheibe anliegt und perfekt sitzt.
- Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb der Kniegelenks. Die Elastizität der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und perfekt funktioniert.
- Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks.

WASCHHINWEISE



Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Vor eine lange Lebensdauer ist het belangrijk ir uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NEA International bv, P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Niederlande
www.push-brace.com

PUSH MED KNEIBRACE

WOORD VOORAF

Uw nieuwe kniebrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Kniebrace garandeert een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Ure nieuwe kniebrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Kniebrace garandeert een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Les produits Push med sont innovatifs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'obéité est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Kniebrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push-brace.com.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push med Kniebrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming aan het kniegewricht.

Door middel van een mechanische constructie, bestaand uit bladveerscharnieren en niet-elastische verbindings, wordt het kniegewricht in medio-laterale richting ondersteund. Hierbij wordt flexie en extensie van de knie niet gehinderd. De baleinscharnieren volgen het natuurlijke scharnierpunt van de knie.

De siliconen applicatie stimuleert de proprioceptie van het kniegewricht, opdat er alert op een dreigend trauma geanticipeerd kan worden.

Rond kwetsbare gebieden van de knie zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van geïsoleerd materiaal. De goede anatomische pasvorm en de siliconenapplicatie bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens het lopen. Door het beperkte volume wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Kniebrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICAZIES

- Arthrose met hydrops
- Rheumatoïde artritis met synovitis
- Functionele instabiliteit na bandletsel
- Residualinstabiliteit na bandletsel
- Late nabehandeling van kniebandchirurgie

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.


Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De kniebrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats het bovenbeen t.o.v. onderbeen in een hoek van 90 graden. Meet vervolgens de omtrek op het smalste gedeelte onder het kniegewricht. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw knieomtrek.

- Schuif de brace over het kniegewricht. Trek hiervoor de brace aan de kunststof baleinen over het been. Zorg ervoor dat alle banden los zijn. Zorg dat de ring aansluit rond de knieschijf.
- Sluit de banden aan de achter- en voorzijde van het bovenbeen. Het variëren van de lengte maakt het mogelijk de baleinen te positioneren voor een goede pasvorm en functie.
- Sluit vervolgens de kruisbanden rond het onderbeen op elkaar.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fipne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecontereugerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk ir uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.

Push® is een geregistreerde merknaam van NEA International bv, postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Nederland
www.push-brace.com

GENOULLÈRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push Med offrent des solutions en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle genouillère est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La genouillère Push med garantit une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'obéité est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la genouillère Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push-brace.com.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre genouillère Push med procure un support et une protection de haut niveau à l'articulation du genou.

L'articulation du genou est soutenue dans le sens médio-latéral au moyen d'une structure mécanique se composant de charnières de renforcement et de raccords non-élastiques. La flexion ou l'extension du genou ne s'en trouvent pas gênées. Les charnières de renforcement suivent le point de rotation naturel du genou.

L'application de silicone stimule la proprioception de l'articulation du genou afin d'anticiper adéquatement tout trauma imminent.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du genou. Un ajustement anatomique approprié, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place lorsque vous marchez. Son petit volume permet à la genouillère d'être portée sous les vêtements de manière invisible.

La genouillère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La genouillère Push med se lave normalement.

INDICAZIONI

- Arthrose avec hydropisie
- Artrite reumatoïde avec synovite
- Instabilité fonctionnelle après blessures ligamentaires
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Traitement de suivi tardif de chirurgie des ligaments

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer la genouillère trop fort au début.


La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La genouillère est disponible en 5 tailles. Fléchiez le genou à 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence sur la partie la plus étroite en dessous de l'articulation du genou. Le tableau se trouvant sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre genou.

- Faites glisser la genouillère sur l'articulation du genou. Pour cela, tirez la genouillère sur la jambeau niveau des baleines en plastique. Veillez à ce que toutes les bandes soient détachées. Veillez à ce que l'anneau s'enferme bien autour de la rotule.
- Fermez les bandes à l'arrière et sur le devant de la cuisse. La variation de la longueur permet de positionner les baleines afin que la genouillère épouse bien la forme et fonctionne parfaitement.
- Fermez ensuite les bandes croisées l'une sur l'autre autour de la jambe.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Avant de laver, fermez le Velcro pour protéger la genouillère et tout autre linge.

La genouillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé ; ensuite, faites sécher la genouillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de la genouillère, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

IMPORTANTE

- L'utilisation appropriée de la genouillère Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito soltanto se si sceglie la misura giusta. Provate il prodotto prima di acquistarlo, per controllare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita vi spiegherà in che modo indossare al meglio il prodotto Push. Conservate le informazioni sul prodotto, così da poterle consultare in seguito.
- Consultate uno specialista nel caso in cui il prodotto dovesse essere adattato alla vostra persona.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.

Push® est une marque déposée de NEA International bv, Boite Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Pays-Bas
www.push-brace.com

GINOCCHIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono valide soluzioni in caso di disturbi o di deficit funzionale dell'apparato locomotore. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova ginocchiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. La ginocchiera Push Med garantisce una migliore stabilità e sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la ginocchiera Push Med, vi consigliamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgerci al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push-brace.com.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra ginocchiera Push Med offre un alto livello di sostegno e protezione all'articolazione del ginocchio.

L'articolazione del ginocchio è sorretta in direzione medio-laterale da una struttura meccanica formata da cerniere di rinforzo e da collegamenti non elastici. Ciò non ostacola la flessione né l'estensione del ginocchio. Le cerniere di rinforzo seguono il punto di rotazione naturale del ginocchio.

L'applicazione di silicone stimula la propriocezione dell'articolazione del ginocchio, per prevenire adeguatamente qualsiasi trauma imminente.

Attorno alle aree vulnerabili del ginocchio si sono create delle cosiddette "zone di comfort" di materiale imbottito. Grazie alla corretta forma anatomica, al materiale ed all'applicazione di silicone, il prodotto resta in posizione mentre camminate. Grazie al suo volume ridotto, potrete indossarla sotto l'abbigliamento senza che essa venga notata.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La ginocchiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Artrosi con idrarto
- Artrite reumatoide con sinovite
- Instabilità funzionale dopo una lesione ai legamenti del ginocchio
- Instabilità residua dopo una lesione ai legamenti del ginocchio
- Treatmento secondario dopo un intervento ai legamenti del ginocchio

Non vi sono disturbi noti che scongiurano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.


Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE TAGLIA

La ginocchiera è disponibile in 5 diverse taglie. Disporre la coscia a 90° rispetto alla gamba. Poi, misurate la circonferenza intorno alla parte più stretta sotto l'articolazione del ginocchio. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro ginocchio.

- Fate scivolare il prodotto sull'articolazione del ginocchio. Quindi, tenete il prodotto per i rinforzi di plastica e tiratelo sulla gamba. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allentate. Assicuratevi che l'anello si adatti correttamente intorno alla rotula.
- Cierrre las cintas por delante y por detrás del muslo. Las diferentes longitudes le permiten colocar las partes rígidas de tal modo que la ortesis se adapte cómodamente y funcione perfectamente.
- Poi, chiudete le cinghie incrociate intorno alla gamba.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudete la striscia Velcro per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Sólo se podrá conseguir un funcionamiento óptimo seleccionando el tamaño adecuado. Ajuste la rodillera antes de comprarla para comprobar su tamaño. Los profesionales de los puntos de venta le explicarán la mejor forma de hacerlo. Conserve la información del producto para poder volver a leerla más adelante.
- Consulte con un especialista si el producto requiere una adaptación personalizada.
- Compruebe si hay signos de uso o desgaste en las diferentes partes y costuras de la rodillera cada vez que la use. Sólo se garantiza un rendimiento óptimo de la rodillera si el producto está intacto.

Push® a un marchio registrato di NEA International bv, Casella Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Paesi Bassi
www.push-brace.com

RODILLERA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med aportan soluciones para los casos de lesiones o limitaciones del aparato locomotor. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva rodillera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. Garantiza una mejora de la estabilidad, así como un alivio del dolor, esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para un mejor aprovechamiento de su uso lea atentamente la información del producto antes de utilizarlo. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push-brace.com.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La rodillera Push med ofrece un gran nivel de apoyo y protección para la articulación de la rodilla.

Ésta se apoya en dirección medio-lateral por medio de una construcción mecánica consistente en unas bisagras de

